

2017年

No. 1.1

チェアサイド製品

- Ash® ラバーダムクランプ
- ティッシュコンディショナー
 - ※ ディーソフト
 - ※ ビスコゲル
- Fix アルギン酸印象材とトレーの接着材



エーピーエス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27
〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-6

Tel 06-6261-8241
Tel 03-3833-8241

<http://www.apsbona.com>

Ash® Rubber Dam Clamps

多くの臨床必要条件を満たすために臨床医が使用しやすいように単純化されたクランプ類を提供するために、Ash® ステンレスラバーダムクランプは、ブリストルデンタルスクールの大学と協力して、特別に開発されました。優れた記憶保持と高い腐食抵抗性を有する高品質ステンレス鋼から、クランプは作り出されます。解剖学的形態は、確実な保持と患者に安心感を与えます。



エーピーエス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27 Tel 06-6261-8241
〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-6 Tel 03-3833-8241



APS® 無痛デンチャーに

義歯床用長期弾性裏装材 ティッシュコンディショナー

ディーソフト®

- 混和しやすい
- 裏装に、粘膜調整、機能印象に適した弾性
- 流動性が良く、流しやすい
- 追盛できます
- 接着材不要
- 刺激がない

クリアーセット

- 色調 色：クリア
- セット内容：粉 100g、液 100ml、パウダーメジャー 1
シリンジ 1、ミキシングカップ 17



商品番号：000113

認証番号：223ADBZX00024000

DENSPLY

ビスコゲル

義歯床用短期弾性裏装材

- 流動性は従来品より低くなり、すこし硬めになりました。



粉 120g 液 90ml 分離剤 15ml
ミキシングカップ 1個
粉用計量カップ 1個
液用計量カップ 1個

商品番号：5003078

認証番号 223AFBZX00040000

使用上のヒント

デンチャーに盛った後、水道水で表面を洗い流して患者様の
口腔内にセットしますと苦味、匂いを大幅に軽減できます。



G.R

エーピーエス株式会社

本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27 Tel 06-6261-8241
東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-6 Tel 03-3833-8241
<http://www.apsbona.com>



DENSPLY

Fix アルギン酸印象材 とトレーの接着材



フィックス
アルギン酸印象材 - トレー接着材ボトル
入り 30 ml

届出番号 09B1X0000506DC01



価格、デザイン、包装は予告なく変更されることがあります。

エーピーエス株式会社

本社 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27 Tel 06-6261-8241
東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-15-6 Tel 03-3833-8241
<http://www.apsbona.com>