

ボナプレス® プレスセラミック用埋没材
BONAPRES®



- ヒートショック加熱が出来ます。
- 粒子が細かく面状態がきれいです。
- 操作性が良いです。
- 専用液 エクスパーズルで膨張調整が出来ます。
- 貴金属の鑄造にも使用できます。

ボナプレス* 容量 100g X 40 = 4Kg 商品番号 7086

専用液

エクスパーズル** 1ℓ 商品番号 7004

* 一般的名称: 歯科用高温鑄造用埋没材 一般医療機器 クラスI JIS T6608 タイプ1 クラス2
届出番号: 27B2X00023000073 販売名: ボナプレス プレスセラミック用埋没材

** 一般的名称: 歯科用高温鑄造用埋没材 一般医療機器 クラスI
届出番号 27B2X00023000062 販売名 ボナインテルリン酸塩埋没材混和液

エーピーエス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27 Tel 06-6261-8241
〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-6 Tel 03-3833-8241

モデルキャストSは埋没後15~20分で900℃のファーンネスに入れることができます。

作業時間の短縮！
急ぎの仕事に！



ご使用の方から

私は、モデルキャストSを使用することが出来て、とても運が良かった。

今までの急速加熱の埋没材は、

- ・急速加熱中にクラックが入ったり、爆発したりトラブルが多かった。
- ・また、鑄造体の適合が小さく条件出しに苦勞をしました。そのため、いくら努力をしても納得のいく適合は得られませんでした。
- ・さらに、他の急速加熱用埋没材は硬く割り出しが大変しにくかった。

それが、モデルキャストSを使用すると、それまでの苦勞が全て解決しました。

* 流動性が良く、埋没しやすい。

* 膨張調整が容易にできる。適合が良くなった。

* 割り出しが楽にできる。

モデルキャストSを使用で来て本当によかった。

と、使用してのご感想を頂いています。

- ・流動性が良いので作業しやすい
- ・粒子が細かいので面が滑らか
- ・複印象材はシリコンを使用します
- ・専用液濃度で膨張調整できます

モデルキャストS

容量	商品番号
4 kg x 3 袋 = 12 Kg	7005

専用液 エクスパーズル

1 l	7004
5 l	7088

一般医療機器 届出番号：27B2X0002300060

関連製品

ボナイエスクリーナー

ワックス、シリコン表面活性剤



鑄造体の面荒れが気になる時にワックス表面にスプレーし、自然乾燥かエアードライした後に埋没します。滑らかな鑄造面が得られます。面荒れのトラブル解決のお役に立っています。

容量 200 ml 商品番号 7079

インテルデュプリ

複模型用シリコン印象材



- ・硬化時間：約 10 分
- ・収縮が少ない
- ・付加重合型シリコン
- ・ミキシング比：A：B = 1：1
- ・伸び：230 %
- ・収縮率：< 0.02
- ・ショアー硬度 (60 分)：16 - 18

A+B セット販売 1 kg x 2 本
商品番号 7010

一般医療機器 届出番号：27B2X0002300063

エーピーエス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27 Tel 06-6261-8241
〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-6 Tel 03-3833-8241

BONAPRICISE ボナプリサイス

パーシャルデンチャー用リン酸塩系埋没材



作業時間の短縮と経済効果が期待できる。

ボナプリサイス 鑄造床用リン酸塩系埋没材

- 鑄造後の焼き付きが少なく、ブラスト時間が短い
- 鑄造体の面状態が良いので、研磨時間が短い
- 複印象材は寒天、シリコンいずれも使用できます
- 膨張調整が容易

ボナプリサイス			
物理データ：DIN EN ISO 15912による タイプ2 クラス1 20℃での作業時間 約3-4分 圧縮強度 12-15MPa	商品	単位 / 容量	商品番号
	ボナプリサイス	1箱 20 Kg (400 g × 50袋)	7001
	別売		
	ボナプリサイス専用液	ボナゾル 1 l	7002
	ヒートショック用液	エクスパーズル 1 l*	7004

一般医療機器 届出番号 27B2X00023000061

*一般医療機器 届出番号 27B2X00023000062

エーピーエス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27

Tel 06-6261-8241

〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-6

Tel 03-3833-8241

埋没材専用液



ボナゾル

ボナプリサイズ用専用液 1ボトル=1ℓ

商品番号 7002

エクスパーズル

ボナプレス、ボナプリサイズ、モデルキャストS用専用液

1ボトル=1ℓ

商品番号 7004

1ボトル=5ℓ

商品番号 7088

エーピーエス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-27

Tel 06-6261-8241

〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-6

Tel 03-3833-8241